

قوائم ال MiniMed™ 640G



الوضعية الأساسية

اضغط

توقف الضخ
خيارات الصوت
التاريخ
الخزان و الأنبوب
إعدادات الأنسولين
إعدادات الحساس
مؤشرات الأحداث
تذكيرات
خدمات

توقف الضخ

خيارات الصوت
صوت
صوت و إهتزاز
إهتزاز
مستوى الصوت

التاريخ
الخلاصة
المخلص اليومي
تاريخ الإنذارات
مراجعة حساس الدم*
تاريخ ال ISIG

الخزان و الأنبوب
خزان جديد
تعبئة القنية

إعدادات الأنسولين
إعداد حاسب الجرعات
إعداد النمط الأساسي
إعداد مسبق للموقت
إعداد مسبق للجرعة
موجة ثنائية/مطولة
حجم زيادة الجرعة
الأساسي/الجرعة القصوى
جرعة سهلة
التوقف التلقائي
سرعة الجرعة

مؤشرات الأحداث
س.د
الحقن
الطعام
التمرين
آخر

إعدادات الحساس
الحساس
وصلات الحساس*
صمت التنبيه*
إعدادات الإرتفاع*
إعدادات الهبوط*
معايرة الحساس*
معايرة تلقائية*

تذكيرات
الشخصي
فحص سكر الدم بعد جرعة
جرعة وجبة منسية
الخزان منخفض
تغيير أداة التشريب
المعايرة*

خدمات
وضعية الطائرة
عرض الخيارات
الوقت والتاريخ
جرعة عن بعد
إقفال
إختبار ذاتي
وحدة نشويات
إدارة الإعدادات
عرض حساس تجريبي
خيارات الجهاز
اللغة

*متوفرة فقط عند تشغيل الحساس